

INDICAZIONI PER LA PULIZA E CONTROLLO MATERIALE POLIAMMIDE VIVA FLEX PARTAILS L.F.



ASSISTENZA AUTORIZZATA

L'assistenza tecnica in caso si riscontrino danni alla protesi dentale realizzata con il materiale Dental Flex Dentures può essere eseguita esclusivamente dal professionista che l'ha applicata o dal personale della ditta produttrice Dental Flex Italia S.n.c..

Controlli

Periodicamente è necessario controllare stato della protesi applicata. Per eseguire tale operazione è necessario:

- Lavare la protesi almeno due volte al giorno, soprattutto dopo i pasti.
- Spazzolare la protesi VIVA FLEX PARTIALS con un normale spazzolino da denti sotto acqua corrente.
- È consigliabile eseguire dei controlli periodici sul dispositivo almeno ogni sei (6) mesi, salvo che non subentrino cause di forza maggiore.
- In caso la protesi mostri accumuli di placca o macchie, dovute a una NON corretta igiene orale. È importante che il medico rispedisca la protesi al laboratorio che ha fabbricato la stessa, essi saranno in grado di eseguire operazioni di pulizia o meccaniche.

Pulizia ordinaria

Quotidianamente, almeno due (2) volte al giorno, eseguire il normale igiene orale lavando i denti. Utilizzare spazzolini e dentifrici convenzionali.

Abbate cura della vostra nuova protesi VIVA FLEX PARTILAS L.F.!

Dati del produttore

Nome Legale Rappresentante	Gianfranco
Cognome Legale Rappresentante	Guerra
Nome ditta	Dental Flex Italia S.n.c.
Sede ditta: Via e Città	Via Montevergine, 62 – Ospedaletto d'Alpinolo (AV) – 83014 -Italia
P.IVA	02570240644
Nome prodotto	Protesi dentale rimovibile VIVA FLEX PARTIALS
Tel. Ufficio	+39 0825 - 691237
Fax.	+39 0825 - 691237
Email	gianfranco@dentalflexitalia.eu
Sito web	www.dentalflexitalia.eu
Link al prodotto (se esistente)	

